

ESEGUI IN FARMACIA

OSTEO^{PRO} EASY

LA PREVENZIONE DELL'OSTEOPOROSI

*Densitometro osseo ad ultrasuoni di tipo calcaneare.
Pochi secondi per valutare la densità minerale ossea con un metodo veloce,
accurato e non invasivo.*



- L'indagine densitometrica ad ultrasuoni consente oggi di misurare in modo accurato, sicuro e preciso la densità minerale ossea, al fine di eseguire uno screening precoce del rischio di fratture.

VODEN
Always One Step Ahead!

OSTEO^{PRO} EASY

LA PREVENZIONE DELL'OSTEOPOROSI

Densitometro osseo ad ultrasuoni di tipo calcaneare. Pochi secondi per valutare la densità minerale ossea con un metodo veloce, accurato e non invasivo.

SEMPLICE E RAPIDO

Procedura guidata in 4 semplici passaggi e risultati in soli 15 secondi stampabili su stampante interna od esterna opzionale.

PRECISO E SICURO

Diagnosi di osteoporosi in stretta aderenza agli standard internazionali WHO (World Health Organisation) utilizzando la metodica ad ultrasuoni completamente priva di radiazioni.

PROCEDURA OPERATIVA SEMPLICE E BEN SUPPORTATA DAL SOFTWARE PREINSTALLATO A BORDO DELLO STRUMENTO



Inserimento dati paziente

Posizionamento del piede

Misurazione

Letture dei risultati

OSTEOpro Easy	Sistema completo di stampante interna, software e display touchscreen a colori 7" a bordo strumento	
Parametri Ultrasuoni	BUA (Broadband Ultrasound Attenuation) SOS (Speed of Sound) OI (Osteoporosis Index)	
Parametri Diagnosticati	OI, T-Score, Z-Score, % Giovane, Adulto, %Comparazione Età, OPR	
Tempo di misura	15 sec.	
Precisione	inferiore a 1.0 cv OI - in vivo <0.7%	BUA - in vivo <0.2% SOS - in vivo <0.2%
Memoria Interna	100.000 pazienti	
Peso	16,5 Kg.	
Dimensioni (mm)	290x300x580 (L x H x P)	



Monitor, stampante, mouse esterni opzionali

VODEN

VODEN Medical Instruments SpA
Via Della Vigna 2 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 344417 Fax 0362 541220
voden@vodenmedical.com

www.vodenmedical.com