






ichroma™ COVID-19 Ab test


Test Anti-virale IgM/IgG

- Risultati rapidi e precisi (10 min.)
- Strumento compatto
- Conservazione a temperatura ambiente
- Sangue intero capillare (10 µL)






ichroma™ COVID-19 Ab test



• Test in immunofluorescenza ad Alta Sensibilità



• Performance cliniche

		RT-PCR		
		Positive	Negative	Total
ichroma™ COVID-19 Ab	Positivi	46	0	46
	Negative	0	131	131
	Intermedi	2	4	6
	Totale	48	135	183
		Sensibilità clinica: 95.8%		
		Specificità clinica: 97.0%		

Product name	ichroma™ COVID-19 Ab
Tipo	TRFLFA*, IgM/IgG
Campione	Sangue intero capillare
Estrazione/campione	Digitopuntura
Target	Anti-virale IgM/IgG
Piattaforma	ichroma™ II Reader
Conf.	25 kit/box

• Informazioni per ordini

Prodotto	Cat. No.
ichroma™ COVID-19 Ab	CFPC-114
ichroma™ II_COVID19 QC	CFPO-292



Per uso professionale



Distribuito da **VODEN**